

## McKenna, Neil

---

**De :** Kim, Sabrina  
**Date :** Jeudi 1<sup>er</sup> octobre 2020 17 h 22  
**À :** Setlakwe, Lisa  
Boyan Gerasimov; Harpreet Kochhar; Schwendt, Steven; Blanchard, Dominique; Stickney, Matt  
**Objet :** RE: Question sur la téléconférence

Très bien! Merci beaucoup. Ajout de Matt également.

Le 1<sup>er</sup> octobre 2020, à 16 h 47, Setlakwe, Lisa <[Lisa.Setlakwe@pco-bcp.qc.ca](mailto:Lisa.Setlakwe@pco-bcp.qc.ca)> a écrit :

Grâce à Harpreet, voici quelques renseignements supplémentaires sur les tests de détection des antigènes.

L

Envoyé de mon iPhone

Commencer le message transmis :

**De :** "Kochhar, Harpreet (HC/SC)" <[harpreet.kochhar@canada.ca](mailto:harpreet.kochhar@canada.ca)>  
**Date :** 1<sup>er</sup> octobre 2020 à 16 h 34 min 6 s HNE  
**À :** "Setlakwe, Lisa" <[Lisa.Setlakwe@pco-bcp.qc.ca](mailto:Lisa.Setlakwe@pco-bcp.qc.ca)>  
**Objet :** Question sur la téléconférence

Bonjour Lisa.

Pour faire suite à la question sur la téléconférence, voici quelques renseignements à transmettre :

Test Panbio Abbott

### Le test

- Le Panbio est un test de détection des antigènes rapide utilisant un écouvillon nasopharyngien exclusif.
- Il ne nécessite pas de plateforme et fournit des résultats en un peu plus de 15 minutes, ce qui en fait un outil précieux pour les tests de masse dans des lieux excentrés.
- Le test doit être effectué par un professionnel de la santé qualifié.
- Le test a reçu le marquage CE en Europe, mais il n'a pas reçu la mention EUA aux États-Unis.

### Le test Quidel Sofia Bio

- Le Sofia 2 SARS Antigen FIA est un test rapide au point de service. Il faut utiliser un petit appareil, le Sofia2, dans lequel on insère une cassette qui contient l'échantillon.
- L'appareil teste un échantillon à la fois et les résultats sont affichés en une quinzaine de minutes.

- Peut s'utiliser avec un écouvillon nasal fourni ou un écouvillon nasopharygien en nylon floqué. L'utilisateur doit être un professionnel de la santé qualifié.
- Le test a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) aux États-Unis.

Tout comme le Panbio — il y a quelques autres tests qui sont en attente d'approbation — qui n'ont pas besoin d'une plateforme et d'autres tests, comme Sofia, ont besoin d'une plateforme ou d'une machine pour faire les analyses.

J'espère que ces renseignements sont utiles.

Dr Harpreet S. Kochhar

Sous-ministre délégué  
Health Canada / Government of Canada  
[harpreet.kochhar@canada.ca](mailto:harpreet.kochhar@canada.ca) / Tel: 613-954-5904

Sous-ministre délégué  
Santé Canada / Gouvernement du Canada  
[harpreetkochhar@canada.ca](mailto:harpreetkochhar@canada.ca) / Tél. : 613-954-5904

<image002.jpg>

<image004.jpg>